

「培地交換の煩わしさ」から解放されませんか？



ラボスケール

培養液自動交換システム

基本性能に絞ったエントリータイプ

「ポータブル培地交換システム」



とにかく
低価格で試したい



小型ながらも条件設定が可能なハイエンドタイプ

「CytoAuto」

高性能なシステムがほしい



培養液を自動で交換！

作業効率アップ & 休日作業の負担を軽減します。

基本的な機能

- 小型なので、既存のインキュベーター内で使用可能
- 既存のプレートを使用可能
- 顕微鏡下で観察可能

用途に合わせて機種選択

- 基本性能に絞ったエントリータイプ
- 小型ながらも条件設定が可能なハイエンドタイプ



	エントリータイプ	ハイエンドタイプ
	ポータブル培地交換システム	CytoAuto
本体サイズ・重量 外観	 <p>W×D×H=225×190×130mm (培地ボトル含む) 約 500g (培地含まず)</p> <p>高砂電気工業株式会社</p>	 <p>W×D×H=128×85×40mm 200g</p> 
適用培養皿	6 ウェルプレート 1 枚 (主要メーカー品に対応)	35mm ディッシュ 最大 2 枚 (主要メーカー品に対応)
交換液量	約 1.5ml / 回 または 約 2.7ml / 回	設定で変更可能
システム流路	ノズル・チューブ使い捨て	チューブレス
電源	電池駆動 (単 3 型電池 2 個)	DC12 / バッテリー駆動可
作業ログ機能	なし (オプション対応相談)	あり (培養液の交換時間・速度、細胞株名、培養液など記録)
エラー警告機能	なし (オプション対応相談)	あり (エラー時にメール送信)
その他	灌流培養システム対応可	遠隔地からの動作確認対応 (動作ログのメール送信機能)
価格	130,000 円	500,000 円

※カスタマイズにつきましてはご相談ください。

※製品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。



【SAITAS (サイタス)】は、研究者の皆さまにとって有益な再生医療に関する製品や情報を提供する池田理化の「再生医療を助ける」取り組みです。

■ 製造元

高砂電気工業株式会社

株式会社アイカムス・ラボ



■ お問い合わせ先



東京都千代田区鍛冶町 1-8-6 神田 KS ビル 〒101-0044
本社 営業統括室
TEL 03-5256-1811 FAX 03-5256-1818

弊社ウェブサイトからもお問い合わせいただけます

<http://www.ikedarika.co.jp/inquiry/>